



Bontempi
Chirurgische Instrumente

Passion for Excellence



PODIATRY

Ästhetik und Podologie
Aesthetics and Podiatry
Estética e Podologia
Estética y podología
Esthétique et podologie





PODIATRY

Ästhetik und Podologie
Aesthetics and Podiatry
Estética e Podologia
Estética y podología
Esthétique et podologie

Passion for Excellence
bontempimed.com





GERMAN QUALITY ITALIAN PASSION

The company BONTEMPI produces and sells high quality German surgical instruments (AISI 421 - 440C steels) and has been operating on the market since 1974.

Currently we are present in the main foreign markets, with an absolutely avant-garde production and a strict Quality Control certified according to the EEC and ISO 9001 and 13485 standards.

Our production of instruments includes all the lines of Surgery (Dentistry, Implantology, Parodontology, Orthodontics, Maxillofacial, Aesthetic Surgery, Plastic Surgery, Veterinary and all sectors of General Surgery and Hospital).

The superior quality of our instruments lies in the special martensitic steel alloys of which they are composed, which, associated with an excellent quality / price ratio, finds continuous approval and approval in all markets.

Our complete instrumentation lines, comprising over 11,000 items, are designed and manufactured in Germany with special German steels and are guaranteed for five years from construction defects.

The design and finishing of our surgical instruments are specially designed to help and improve the work of the surgeon, in the constant pursuit of excellence. All the BONTEMPI tools that, according to our specific experience are more common use, are available for immediate delivery.

BONTEMPI has a specific service for its customers offering the repair and reconditioning of all its instruments, as well as the replacement of tungsten inserts (Scissors, Port'aghi and Tweezers).

We are also able to customize, with LASER writing, or by means of the Electrolysis procedure, every type of instrument, affixing the name of the Study, of the Department, and / or Name of the Doctor.

BMED Srl - Via Mincio, 166
47842 San Giovanni in Marignano RN
C.F. e P.Iva 04006860409

T +39 0541 1799990
F +39 0541 1794330
bontempimed.com / info@bontempimed.com





STRUMENTI PER PEDICURE

Pediküre-Instrumente
Pedicure instruments
Strumenti per Pedicure
Instrumentos para pedicura
Instruments pour pédicure

1

Pediküre-Instrumente
Pedicure instruments
Strumenti per Pedicure
Instrumentos para pedicura
Instruments pour pédicure





Codice: **FREER**

Lunghezza: **180 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Scollatore chirurgico utilizzato per separare e sollevare i tessuti durante un intervento.



Codice: **ES-95** 0,5 mm

ES-96 1,0 mm

ES-97 2,0 mm

ES-98 3,0 mm


ES-99 6,0 mm

ES-100 10,0 mm

Lunghezza: **145 mm**


Materiale: **Acciaio AISI 400**

Sgorbie chirurgiche a lama fissa con impugnatura piatta. Garantiscono la massima precisione di taglio e durata nel tempo. Ideali per rimuovere le callosità localizzate




Codice: **ES-21**
Lunghezza: **140 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Strumento doppio per pulizia.
Per un'analisi non invasiva e una
delicata pulizia dell'unghia.




Codice: **ES-24**
Lunghezza: **155 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Doppio strumento per unghie, per il
lavoro nella piega ungueale e per
l'inserimento di tamponi. Bifacciale




Codice: **R-2**
Lunghezza: **170 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Doppio strumento per unghie, per il
lavoro nella piega ungueale e per
l'inserimento di tamponi. Bifacciale




Codice: **H-1**
Lunghezza: **170 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Doppio strumento per unghie, per il
lavoro nella piega ungueale e per
l'inserimento di tamponi. Bifacciale




Codice: **H-2**
Lunghezza: **170 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Doppio strumento per unghie, per il
lavoro nella piega ungueale e per
l'inserimento di tamponi. Bifacciale



Codice: **H-3**
Lunghezza: **170 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Doppio strumento per unghie, per il
lavoro nella piega ungueale e per
l'inserimento di tamponi. Bifacciale



Pediküre-Instrumente
Pedicure instruments
Strumenti per Pedicure
Instrumentos para pedicura
Instruments pour pédicure

2/3




Codice: **ES-27**

Lunghezza: **160 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Elevatore chirurgico doppio

2/3




Codice: **E-0**

Lunghezza: **170 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Escavatore ad unghietta Fig. 0

2/3




Codice: **E-1**

Lunghezza: **170 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Escavatore ad unghietta Fig. 1

2/3



Codice: **E-2**

Lunghezza: **170 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Escavatore ad unghietta Fig. 2

2/3




Codice: **ES-13**

Lunghezza: **135 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Dissetatore per tessuti Fig. 1

1/1



2/3



Codice: **ES-25**

Lunghezza: **150 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Strumento doppio spingipelle,
adatto per la pulizia delle pellicine

Codice: **ES-30**
Lunghezza: **155 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Raschino curvo per l'ispezione della vallo ungueale e della piega delle unghie

2/3



Codice: **ES-31**
Lunghezza: **140 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Raschino curvo per l'ispezione della vallo ungueale e della piega delle unghie

2/3



Codice: **ES-33**
Lunghezza: **140 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Raschino curvo per l'ispezione della vallo ungueale e della piega delle unghie

2/3



Codice: **ES-40**
Lunghezza: **145 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Gancio per l'inserimento di tamponi in cotone

2/3



Codice: **717-66**
Lunghezza: **150 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Doppio strumento per unghie, per il lavoro nella piega ungueale e per l'inserimento di tamponi

2/3



Codice: **717-64**
Lunghezza: **150 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Doppio strumento per unghie, per il lavoro nella piega ungueale e per l'inserimento di tamponi

2/3



Nome: **LUCAS**
Codice: **ES-24**
Lunghezza: **155 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**


Cucchiaio Lucas, Fig. 86.
Permette di scollare il tessuto

2/3



Pediküre-Instrumente
Pedicure instruments
Strumenti per Pedicure
Instrumentos para pedicura
Instruments pour pédicure

2/3



Nome: **SUGARMAN**

Codice: **718-212S**

Lunghezza: **160 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Raschino doppio per l'ispezione del vallo ungueale e della piega delle unghie

2/3



Nome: **GOLDMAN-FOX**

Codice: **718-147**

Lunghezza: **165 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Doppio bisturi

2/3



Codice: **MA-B3**

Lunghezza: **120 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Manico portalamo chirurgico ergonomico per lame Nr. 3

2/3



Codice: **MA-B4**

Lunghezza: **130 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Manico portalamo chirurgico ergonomico per lame Nr. 4

2/3



Codice: **MA-B1**

Lunghezza: **145 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Manico portalamo anatomico per lame Nr. 3 - Fig. 5

Black Coated / Antiriflesso

2/3



Codice: **MA-B1B**

Lunghezza: **145 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Manico portalamo anatomico per lame Nr. 3 - Nero Antiriflesso Fig. 5

2/3



Codice: **MA-B7**

Lunghezza: **165 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**


Manico portalamo anatomico per lame Nr. 3 - Fig. 7

Codice:	LB-10	Fig. 10
	LB-13	Fig. 13
	LB-15	Fig. 15
	LB-20	Fig. 20
	LB-21	Fig. 21
	LB-23	Fig. 23


Materiale: Acciaio AISI 400

Lame da bisturi


Lame Nr. 3



Lame Nr. 4



1/1



Nome: **SAALFELD**

Codice: **DS-26**

Lunghezza: 100 mm


Materiale: Acciaio AISI 400

Schiacciacomedoni

2/3



1/1



Nome: **SAALFELD**

Codice: **DS-27**

Lunghezza: 140 mm


Materiale: Acciaio AISI 400

Schiacciacomedoni

2/3



1/1



Nome: **UNNA**

Codice: **DS-28**

Lunghezza: 140 mm


Materiale: Acciaio AISI 400

Schiacciacomedoni


2/3



Pediküre-Instrumente
Pedicure instruments
Strumenti per Pedicure
Instrumentos para pedicura
Instruments pour pédicure




2/3



1/1

Nome: **UNNA**
Codice: **DS-29**
Lunghezza: **140 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Schiacciacomedoni




2/3



1/1

Nome: **VIDAL**
Codice: **DS-25**
Lunghezza: **140 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**


Curette



2/3

Codice: **NK-49**
Lunghezza: **125 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**


Micro bisturi a lancetta



2/3

Nome: **ZIEGLER**
Codice: **NK-06**
Lunghezza: **115 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**


Micro bisturi



2/3

Nome: **ZIEGLER**
Codice: **NK-08**
Lunghezza: **115 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Micro bisturi



2/3

Codice: **S-2**
Lunghezza: **180 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Spatola Fig. 2




PINZETTE CHIRURGICHE


Chirurgische Pinzetten
Surgical forceps
Pinzette chirurgiche
Pinzas quirúrgicas
Pincas quirúrgicas

2

Chirurgische Pinzetten
Surgical forceps
Pinzette chirurgiche
Pinzas quirúrgicas
Pincas quirúrgicas




2/3




1/1

Nome: **KÜHNE**
Codice: **ES-44**
Lunghezza: **105 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**
Pinzetta angolata piatta




2/3



1/1

Nome: **LITTAUER**
Codice: **ES-64**
Lunghezza: **85 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**
Pinzetta a presa zigrinata




2/3




1/1

Codice: **ES-45**
Lunghezza: **90 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**
Pinzetta a presa zigrinata




2/3



1/1

Codice: **ES-46**
Lunghezza: **90 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**
Pinzetta a presa zigrinata



2/3



1/1



Nome: **BEER**
Codice: **ES-48**
Lunghezza: **90 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**
Pinzetta a presa piatta

Chirurgische Pinzetten
Surgical forceps
Pinzette chirurgiche
Pinzas quirúrgicas
Pincas quirúrgicas





Nome: **BARRAQUER**
Codice: **ES-65**
Lunghezza: **105 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Pinzetta angolata piatta





Nome: **BD-60**
Codice: **110 mm**
Lunghezza: **Acciaio AISI 400**
Materiale:

Micro Pinzetta anatomica





Nome: **BD-62**
Codice: **110 mm**
Lunghezza: **Acciaio AISI 400**
Materiale:

Micro Pinzetta anatomica angolata




Codice: **BD-64**
Lunghezza: **110 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Micro Pinzetta anatomica




Codice: **BD-66**
Lunghezza: **110 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**


Micro Pinzetta anatomica angolata



Chirurgische Pinzetten
Surgical forceps
Pinzette chirurgiche
Pinzas quirúrgicas
Pincas quirurgicales



2/3




1/1

Codice: **COLLEGE**


Lunghezza: 150 mm

Materiale: Acciaio AISI 400

Pinzetta angolata a presa zigrinata



Micro 2/3




1/1

Codice: **BD-32**


Lunghezza: 100 mm

Materiale: Acciaio AISI 400

Micro Pinzetta anatomica retta



Micro 2/3




1/1

Codice: **BD-33**


Lunghezza: 100 mm

Materiale: Acciaio AISI 400

Micro Pinzetta anatomica curva



1x2 denti Micro 2/3




1/1

Codice: **BD-35**


Lunghezza: 100 mm

Materiale: Acciaio AISI 400

Micro Pinzetta chirurgica retta



1x2 denti Micro 2/3




1/1

Codice: **BD-36**

Lunghezza: 100 mm



Materiale: Acciaio AISI 400

Micro Pinzetta chirurgica curva





Nome: **ADSON**
Codice: **BD-71**
Lunghezza: **120 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Micro Pinzetta anatomica



Nome: **ADSON**
Codice: **BD-73**
Lunghezza: **120 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Micro Pinzetta chirurgica




Nome: **FEICHENFELD**
Codice: **BD-121**
Lunghezza: **75 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Pinzetta per schegge




Nome: **FEICHENFELD**
Codice: **BD-122**
Lunghezza: **90 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Pinzetta per schegge



Nome: **FEICHENFELD**
Codice: **BD-123**
Lunghezza: **115 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Pinzetta per schegge






FORBICI CHIRURGICHE


Chirurgische Scheren
Surgical scissors
Forbici chirurgiche
Tijeras quirúrgicas
Ciseaux chirurgicaux

3

Chirurgische Scheren
Surgical scissors
Forbici chirurgiche
Tijeras quirúrgicas
Ciseaux chirurgicaux




2/3




1/1

Nome: **IRIS**
Codice: **FG-1**
Lunghezza: **110 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**
Forbice retta a punte acute




2/3




1/1

Nome: **IRIS**
Codice: **FG-2**
Lunghezza: **110 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**
Forbice curva a punte acute




Tungsten Carbide 2/3




1/1

Nome: **IRIS**
Codice: **FG-1TC**
Lunghezza: **110 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**
Forbice retta a punte acute in carburo di tungsteno




Tungsten Carbide 2/3



1/1

Nome: **IRIS**
Codice: **FG-2TC**
Lunghezza: **110 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**
Forbice curva a punte acute in carburo di tungsteno



Chirurgische Scheren
Surgical scissors
Forbici chirurgiche
Tijeras quirúrgicas
Ciseaux chirurgicaux



Nome: **IRIS**
Codice: **FG-1SCZB**
Lunghezza: **110 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Forbice retta a punte acute



2/3 **Black Coated / Antiriflesso**



Nome: **MICRO IRIS**
Codice: **FG-13**
Lunghezza: **85 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Micro Forbice retta a punte acute



2/3 **Micro**



Nome: **MICRO IRIS**
Codice: **FG-15**
Lunghezza: **85 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Micro Forbice curva a punte acute


2/3 **Micro**





Nome: **BIRO**
Codice: **FG-94**
Lunghezza: **100 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Forbice angolata

2/3



Chirurgische Scheren
Surgical scissors
Forbici chirurgiche
Tijeras quirúrgicas
Ciseaux chirurgicaux





Codice: **FM-27**

Lunghezza: 130 mm

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Forbice standard retta a punte alterne





Codice: **FM-28**

Lunghezza: 130 mm

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Forbice standard curva a punte alterne





Codice: **FM-29**

Lunghezza: 145 mm

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Forbice standard retta a punte alterne




Codice: **FM-30**

Lunghezza: 145 mm



Materiale: **Acciaio AISI 400**

Forbice standard curva a punte alterne





Codice: **FM-35**
Lunghezza: **130 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Forbice standard retta a punta smusse





Codice: **FM-36**
Lunghezza: **130 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Forbice standard curva a punta smusse




Codice: **FM-9**
Lunghezza: **145 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Forbice standard retta a punta smusse





Codice: **FM-10**
Lunghezza: **145 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Forbice standard curva a punta smusse



Chirurgische Scheren
Surgical scissors
Forbici chirurgiche
Tijeras quirúrgicas
Ciseaux chirurgicaux





Nome: **WALTON**

Codice: **FG-212**

Lunghezza: **100 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Micro Forbice curva a punte acute





Nome: **VANNAS**

Codice: **FD-80**

Lunghezza: **85 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Micro Forbice di precisione curva a punte acute




Nome: **NOYES**

Codice: **FD-10**

Lunghezza: **120 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Micro Forbice di precisione retta a punte acute




Nome: **NOYES**

Codice: **FD-12**

Lunghezza: **120 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Micro Forbice di precisione curva a punte acute





Codice: **GS-23**

Lunghezza: **90 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Forbice per unghie retta a punte acute





Codice: **GS-24**

Lunghezza: **90 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Forbice per unghie curva a punte acute





Codice: **GS-25**

Lunghezza: **100 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Forbice per unghie curva a punte acute




Codice: **GS-26**


Lunghezza: **110 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**


Forbice per unghie curva a punte acute



Chirurgische Scheren
Surgical scissors
Forbici chirurgiche
Tijeras quirúrgicas
Ciseaux chirurgicaux



2/3




1/1

Codice: **GS-27**


Lunghezza: **95 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Forbice per unghie retta a punte acute



2/3




1/1

Codice: **GS-28**


Lunghezza: **95 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Forbice per unghie curva a punte acute



2/3




1/1

Codice: **GS-40**


Lunghezza: **85 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchesina per pelle. Per la rimozione di piccoli ispessimenti e callosità



2/3



1/1

Codice: **GS-51**

Lunghezza: **85 mm**


Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchesina per pelle. Per la rimozione di piccoli ispessimenti e callosità





Codice: **GS-52**
Lunghezza: **100 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchesina per pelle. Per la rimozione di piccoli ispessimenti e callosità





Codice: **GS-53**
Lunghezza: **100 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchesina per pelle. Per la rimozione di piccoli ispessimenti e callosità




Codice: **GS-54**
Lunghezza: **100 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchesina per pelle con taglio diritto.
L'impugnatura corta offre una vista ottimale
dell'area di intervento e un lavoro delicato su pelle
e plica ungueale



Codice: **GS-55**
Lunghezza: **100 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchesina per pelle con taglio diritto.
L'impugnatura corta offre una vista ottimale
dell'area di intervento e un lavoro delicato su pelle
e plica ungueale









TRONCHESI PER UNGHIE

Nagelzangen
Nail nippers
Tronchesi per unghie
Alicates para uñas
Pinces à ongles

4

Nagelzangen
Nail nippers
Tronchesi per unghie
Alicates para uñas
Pincès à ongles





Nome: **COHEN**

Codice: **LX-60**

Lunghezza: **100 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per pelle. Permette di rimuovere piccoli ispessimenti e rimuovere con precisione gli occhi di pernice e callosità



Nome: **COHEN**


Codice: **LX-60DB**

Lunghezza: **100 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per pelle. Permette di rimuovere piccoli ispessimenti e rimuovere con precisione gli occhi di pernice e callosità

Adatto per l'utilizzo con pazienti diabetici





Codice: **GS-56**

Lunghezza: **100 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per pelle. Permette di rimuovere piccoli ispessimenti e rimuovere con precisione gli occhi di pernice e callosità




Codice: **GS-56DB**

Lunghezza: **100 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**



Tronchese per pelle. Permette di rimuovere piccoli ispessimenti e rimuovere con precisione gli occhi di pernice e callosità

Adatto per l'utilizzo con pazienti diabetici





Nome: **ILIC**
Codice: **LX-50**
Lunghezza: **115 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per pelle. Permette di rimuovere piccoli ispessimenti e rimuovere con precisione gli occhi di pernice e callosità





Codice: **GS-41**
Lunghezza: **110 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per pelle. Permette di rimuovere piccoli ispessimenti e rimuovere con precisione gli occhi di pernice e callosità




Codice: **GS-45**
Lunghezza: **110 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per pelle. Permette di rimuovere piccoli ispessimenti e rimuovere con precisione gli occhi di pernice e callosità





Codice: **GS-58**
Lunghezza: **110 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per pelle. Permette di rimuovere piccoli ispessimenti e rimuovere con precisione gli occhi di pernice e callosità



Nagelzangen
Nail nippers
Tronchesi per unghie
Alicates para uñas
Pincès à ongles





Codice: **GS-47**

Lunghezza: **110 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per pelle. Permette di rimuovere piccoli ispessimenti e rimuovere con precisione gli occhi di pernice e callosità





Codice: **GS-49**

Lunghezza: **110 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per pelle. Permette di rimuovere piccoli ispessimenti e rimuovere con precisione gli occhi di pernice e callosità





Codice: **GS-42**

Lunghezza: **100 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchesino per unghie con bordo di taglio piccolo e sottile. Permette interventi di precisione nelle pliche ungueali




Codice: **GS-43**

Lunghezza: **110 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchesino per unghie con bordo di taglio piccolo e sottile. Permette interventi di precisione nelle pliche ungueali



Nagelzangen
Nail nippers
Tronchesi per unghie
Alicates para uñas
Pincès à ongles



Codice: **GS-57**
Lunghezza: **100 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchesino per unghie con bordo di taglio piccolo e sottile. Permette interventi di precisione nelle pliche ungueali



2/3 **UNGHIE**



Codice: **GS-44**
Lunghezza: **110 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchesino per unghie con bordo di taglio piccolo e sottile. Permette interventi di precisione nelle pliche ungueali



2/3 **UNGHIE**



Codice: **GS-70**
Lunghezza: **115 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchesino per unghie con bordo di taglio piccolo e sottile. Permette interventi di precisione nelle pliche ungueali e con unghie incarnite


2/3 **UNGHIE INCARNITE**





Codice: **GS-59**
Lunghezza: **115 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchesino per unghie con bordo di taglio piccolo e sottile. Permette interventi di precisione nelle pliche ungueali e con unghie incarnite

2/3 **UNGHIE INCARNITE**



Nagelzangen
Nail nippers
Tronchesi per unghie
Alicates para uñas
Pincès à ongles





Codice: **GS-21**

Lunghezza: **120 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese concavo per unghie. Permette il taglio di unghie robuste





Codice: **GS-64**

Lunghezza: **115 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per unghie compatta. Permette interventi di precisione sull'unghia





Codice: **GS-69**

Lunghezza: **120 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per unghie compatta. Permette interventi di precisione sull'unghia




Codice: **GS-60**

Lunghezza: **120 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**


Tronchese per unghie compatta. Permette interventi di precisione sull'unghia

Nagelzangen
Nail nippers
Tronchesi per unghie
Alicates para uñas
Pincès à ongles




Codice: **GS-67**
Lunghezza: **120 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per unghie con punta lunga, stretta e compatta. Permette interventi di precisione negli angoli delle unghie




2/3 **UNGHIE**




Codice: **GS-71**
Lunghezza: **100 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per unghie con punta extra lunga e sottili. Permette interventi di precisione nelle pliche ungueali e nelle unghie incarnite




2/3 **UNGHIE INCARNITE**




Codice: **GS-72**
Lunghezza: **115 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per unghie con punta extra lunga e sottili. Permette interventi di precisione nelle pliche ungueali e nelle unghie incarnite




2/3 **UNGHIE INCARNITE**




Codice: **GS-61**
Lunghezza: **130 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per unghie con punta lunga, stretta e compatta. Permette interventi di precisione negli angoli delle unghie



2/3 **UNGHIE**

Nagelzangen
Nail nippers
Tronchesi per unghie
Alicates para uñas
Pincès à ongles





Codice: **GS-62**

Lunghezza: 130 mm

Materiale: Acciaio AISI 400

Tronchese per unghie con punte extra lunga e sottili. Permette interventi di precisione nelle pliche ungueali e nelle unghie incarnite





Codice: **GS-63**

Lunghezza: 160 mm

Materiale: Acciaio AISI 400

Tronchese per unghie con punta lunga, stretta e compatta. Permette interventi di precisione negli angoli delle unghie





Codice: **GS-65**

Lunghezza: 130 mm

Materiale: Acciaio AISI 400

Tronchese compatto per un lavoro di precisione sull'unghia, anche robusta




Codice: **GS-68**

Lunghezza: 150 mm

Materiale: Acciaio AISI 400



Tronchese compatto per un lavoro di precisione sull'unghia, anche robusta

Nagelzangen
Nail nippers
Tronchesi per unghie
Alicates para uñas
Pincès à ongles





Codice: **GS-66**
Lunghezza: **160 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese compatto per un lavoro di precisione sull'unghia, anche robusta





Codice: **GS-32**
Lunghezza: **120 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per unghie con superficie di taglio cavo




Codice: **GS-19**
Lunghezza: **155 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per unghie con doppia trasmissione. Permette di tagliare con minor sforzo





Codice: **GS-22**
Lunghezza: **155 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per unghie con doppia trasmissione. Permette di tagliare con minor sforzo





Nagelzangen
Nail nippers
Tronchesi per unghie
Alicates para uñas
Pincès à ongles





Codice: **GS-46**
Lunghezza: **120 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per unghie particolarmente adatta per tagliare unghie molto dure. Con molla respingente elastica





Codice: **GS-20**
Lunghezza: **135 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per unghie con profilo di taglio leggermente arrotondato, taglia facilmente le unghie molto spesse



Codice: **GS-50**
Lunghezza: **135 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**


Tronchese per unghie a taglio frontale. Classico tronchese a due punte e taglio ricurvo. Adatto per tagliare senza fatica anche le unghie molto spesse



Codice: **GS-50DB**
Lunghezza: **135 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**



Tronchese per unghie a taglio frontale. Classico tronchese a due punte e taglio ricurvo. Adatto per tagliare senza fatica anche le unghie molto spesse. **Adatto per l'utilizzo con pazienti diabetici**

Nagelzangen
Nail nippers
Tronchesi per unghie
Alicates para uñas
Pinces à ongles





Codice: **GS-34**
Lunghezza: **140 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per unghie con superficie di taglio dritto





Codice: **GS-35**
Lunghezza: **140 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per unghie con profilo di taglio leggermente arrotondato, taglia facilmente le unghie molto spesse




Codice: **GS-35DB**
Lunghezza: **140 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per unghie con profilo di taglio leggermente arrotondato, taglia facilmente le unghie molto spesse.
Adatto per l'utilizzo con pazienti diabetici





Codice: **GS-36**
Lunghezza: **140 mm**
Materiale: **Acciaio AISI 400**

Tronchese per unghie con superficie di taglio cavo





Nagelzangen
Nail nippers
Tronchesi per unghie
Alicates para uñas
Pinces à ongles





Codice: **GS-37**
Lunghezza: 140 mm
Materiale: Acciaio AISI 400

Tronchese per unghie. Permette di tagliare facilmente le unghie molto spesse





Codice: **GS-38**
Lunghezza: 140 mm
Materiale: Acciaio AISI 400

Tronchese per unghie. Permette di tagliare facilmente le unghie molto spesse



Codice: **GS-48**
Lunghezza: 140 mm
Materiale: Acciaio AISI 400

Tronchese per unghie. Permette di tagliare facilmente le unghie molto spesse



Codice: **DP-09**
Lunghezza: 135 mm
Materiale: Acciaio AISI 400

Strumento per interventi speciali sulle unghie. Con doppia molla




STRUMENTARIO CHIRURGICO


Chirurgische Instrumente
Surgical instruments
Strumentario chirurgico
Instrumental quirúrgico
Instruments chirurgicaux

5

Chirurgische Instrumente
Surgical instruments
Strumentario chirurgico
Instrumental quirúrgico
Instruments chirurgicaux



Tungsten Carbide 2/3




1/1

Codice: **PH-65**


Lunghezza: 120 mm

Materiale: Acciaio AISI 400

Porta aghi fine in Carburo di Tunsteno



Black Coated / Antiriflesso 2/3



1/1


Nome: **CRILE-MURRAY**

Codice: **PH-62B**


Lunghezza: 150 mm

Materiale: Acciaio AISI 400

Porta aghi fine



2/3



1/1


Nome: **MATHIEU**

Codice: **PO-79**


Lunghezza: 140 mm

Materiale: Acciaio AISI 400

Porta aghi fine



2/3



1/1


Nome: **MATHIEU**

Codice: **PO-80**

Lunghezza: 140 mm

Materiale: Acciaio AISI 400

Porta aghi medio





Nome: **JACOBSON-MICRO**

Codice: **P-266**

Lunghezza: **130 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Pinza da presa retta





Nome: **JACOBSON-MICRO**

Codice: **P-267**

Lunghezza: **130 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Pinza da presa curva





Nome: **LISTER**

Codice: **FG-31**

Lunghezza: **145 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400**

Forbice bottonuta per medicazione e gessi



Codice: **FG-P**

Lunghezza: **140 mm**

Materiale: **Acciaio AISI 400 e Polimeri medicali**

Forbice universale con manici in plastica







STERIL CONTAINER

Sterilisationcontainer
Sterilization containers
Container per sterilizzazione
Contenedor de esterilización
Conteneur de stérilisation

6

Sterilisationcontainer
Sterilization containers
Container per sterilizzazione
Contenedor de esterilización
Conteneur de stérilisation



Codice:	CT-555	Argento
	CT-556	Giallo
	CT-557	Rosso
	CT-558	Blu
	CT-559	Verde
	CT-598	Nero

Misure: Esterno 300x140x40 mm

Internmo 280x130x27 mm

Materiale: Alluminio

MINI Container per sterilizzazione

Codice:	CT-560	Argento
	CT-561	Giallo
	CT-562	Rosso
	CT-563	Blu
	CT-564	Verde
	CT-599	Nero

Misure: Esterno 300x140x70 mm

Internmo 280x130x55 mm

Materiale: Alluminio

MINI Container per sterilizzazione

Codice:	CT-565	Argento
	CT-566	Giallo
	CT-567	Rosso
	CT-568	Blu
	CT-569	Verde
	CT-600	Nero

Misure: Esterno 300x140x100 mm

Internmo 280x130x84 mm

Materiale: Alluminio

MINI Container per sterilizzazione

Sterilisationcontainer
Sterilization containers
Container per sterilizzazione
Contenedor de esterilización
Conteneur de stérilisation

Codice: **TS-103**

Misure: **260x120x6 mm**

Materiale: **Silicone**


Tappeto in aghi di silicone autoclavabile

Codice: **CT-660**

Misure: **94x215**

Materiale: **Teflon**

Filtro in teflon per 1200 cicli di sterilizzazione




Codice: **BS-100**

Misure: **255x105x85 mm**

Materiale: **Plastica termoindurente**

Vaschetta ad immersione per disinfezione e decontaminazione a freddo degli strumenti chirurgici

Autoclavabile




Codice: **BS-105**

Misure: **350x240x120 mm**


Materiale: **Plastica termoindurente**

Vaschetta ad immersione per disinfezione e decontaminazione a freddo degli strumenti chirurgici

Autoclavabile




Sterilisationcontainer
Sterilization containers
Container per sterilizzazione
Contenedor de esterilización
Conteneur de stérilisation



Codice: **BR-20**
Misure: 200 mm
Materiale: Alluminio
Bacinnella reniforme

Codice: **BR-25**
Misure: 250 mm
Materiale: Alluminio
Bacinnella reniforme



Codice: **CS-01** Ø 40 mm 15 cc
CS-02 Ø 60 mm 75 cc
CS-03 Ø 80 mm 225 cc
CS-04 Ø 100 mm 325 cc
CS-05 Ø 120 mm 500 cc
CS-06 Ø 150 mm 600 cc
Materiale: Alluminio
Capsule con fondo piano



Codice: **BS-59B**
Misure: 200x75x35 mm
Materiale: Alluminio rivestito

Tray per trasporto con rivestimento antiriflesso nero. I supporti in silicone permettono il posizionamento di 5 strumenti

Codice: **BS-60B**
Misure: 200x135x35 mm
Materiale: Alluminio rivestito

Tray per trasporto con rivestimento antiriflesso nero. I supporti in silicone permettono il posizionamento di 10 strumenti



INDICE ALFANUMERICO

Alphanumerisches Verzeichnis
Alphanumeric index
Índice alfanumérico
Índice alfanumérico
Index alphanumérique

7

Alphanumerisches Verzeichnis
Alphanumeric index
Indice alfanumerico
Índice alfanumérico
Index alphanumérique

717-64	4	ES-13	3	GS-45	26
717-66	4	ES-21	2	GS-46	33
718-147	5	ES-24	2	GS-47	27
718-212S	5	ES-25	3	GS-48	35
720-86	4	ES-27	3	GS-49	27
		ES-30	4	GS-50	33
BD-121	12	ES-31	4	GS-50DB	33
BD-122	12	ES-33	4	GS-51	21
BD-123	12	ES-40	4	GS-52	22
BD-32	11	ES-44	9	GS-53	22
BD-33	11	ES-45	9	GS-54	22
BD-35	11	ES-46	9	GS-55	22
BD-36	11	ES-48	9	GS-56	25
BD-60	10	ES-64	9	GS-56DB	25
BD-62	10	ES-65	10	GS-57	28
BD-64	10	ES-95	1	GS-58	26
BD-66	10	ES-96	1	GS-59	28
BD-71	12	ES-97	1	GS-60	29
BD-73	12	ES-98	1	GS-61	30
		ES-99	1	GS-62	31
BR-20	43			GS-63	31
BR-25	43	FD-10	19	GS-64	29
		FD-12	19	GS-65	31
BS-59B	43	FD-80	19	GS-66	32
BS-60B	43			GS-67	30
BS-100	42	FG-1	15	GS-68	31
BS-105	42	FG-13	16	GS-69	29
		FG-15	16	GS-70	28
COLLEGE	11	FG-1SCZB	16	GS-71	30
		FG-1TC	15	GS-72	30
CS-01	43	FG-2	15		
CS-02	43	FG-212	19	HE-1	2
CS-03	43	FG-2TC	15	HE-2	2
CS-04	43	FG-31	38	HE-3	2
CS-05	43	FG-94	16		
CS-06	43	FG-P	38	LB-10	6
				LB-13	6
CT-555	41	FM-10	18	LB-15	6
CT-556	41	FM-27	17	LB-20	6
CT-557	41	FM-28	17	LB-21	6
CT-558	41	FM-29	17	LB-23	6
CT-559	41	FM-30	17		
CT-560	41	FM-35	18	LX-50	26
CT-561	41	FM-36	18	LX-60	25
CT-562	41	FM-9	18	LX-60DB	25
CT-563	41				
CT-564	41	FREER	1	MA-B1	5
CT-565	41			MA-B1B	5
CT-566	41	GS-19	32	MA-B3	5
CT-567	41	GS-20	33	MA-B4	5
CT-568	41	GS-21	29	MA-B7	5
CT-569	41	GS-22	32		
CT-598	41	GS-23	20	NK-06	7
CT-599	41	GS-24	20	NK-08	7
CT-600	41	GS-25	20	NK-49	7
CT-660	41	GS-26	20		
		GS-27	21	P-266	38
DP-09	35	GS-28	21	P-267	38
		GS-32	32		
DS-25	7	GS-34	34	PH-62B	37
DS-26	6	GS-35	34	PH-65	37
DS-27	6	GS-35DB	34		
DS-28	6	GS-36	34	PO-79	37
DS-29	7	GS-37	35	PO-80	37
		GS-38	35		
E-0	3	GS-40	21	R-2	2
E-1	3	GS-41	26		
E-2	3	GS-42	27	S-2	7
		GS-43	27		
ES-100	1	GS-44	28	TS-103	42



Passion for Excellence

BONTEMPI
CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

BMED Srl - Via Mincio, 166
47842 San Giovanni in Marignano RN
C.F. e P.Iva 04006860409

T +39 0541 1799990
F +39 0541 1794330

bontempimed.com
info@bontempimed.com



Passion for Excellence

BONTEMPI
CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

BMED Srl - Via Mincio, 166
47842 San Giovanni in Marignano RN
C.F. e P.Iva 04006860409

T +39 0541 1799990
F +39 0541 1794330

bontempimed.com
info@bontempimed.com